

REACTIFS
RAL

DIAGNOESTRUS RAL

coffret A coloration code 363240

coffret B rinçage code 363250

Coffret A

100 ml Hématoxyline Stabilisée

100 ml Différenciateur RAL

100 ml Colorant de SHORR

Coffret B

100 ml rinçage 1

100 ml rinçage 2

100 ml rinçage 3


DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE D'OVULATION CHEZ LA CHIENNE, COLORATION DE SHORR SIMPLIFIÉE DES FROTTIS VAGINAUX

Recommandations


- Utiliser le cytofixateur RAL code 361300
- Renouveler régulièrement les solutions de rinçage
- Le coffret **HEMATOVET** (hématologie, piroplasmose) est complémentaire pour la cytologie des globules blancs.

Réactifs RAL - 3, rue la Boétie - 75008 PARIS - Tél. (1) 47 42 79 81 - Fax (1) 47 42 47 57


FIXATION



COLORATION NUCLEAIRE



COLORATION CYTOPLASMIQUE



OBSERVATION AU MICROSCOPE - GROSSISSEMENT X 100