

212676



SYNBIOTICS
CORPORATION

ANTIFIX

**ANTIGÈNE CONCENTRÉ POUR LE DIAGNOSTIC
SÉROLOGIQUE DE LA BRUCELLOSE PAR LA MÉTHODE
DE FIXATION DU COMPLÈMENT**

COMPOSITION

Suspension concentrée de *Brucella abortus* (souche 99 de Weybridge) inactivées par la chaleur et le phénol (0,5 %) et dispersées dans un tampon.

INDICATION

Diagnostic sérologique de la brucellose bovine par la méthode de fixation du complément.

MODE D'UTILISATION

- Agiter avant l'emploi.
- Diluer l'antigène à 1 % en solution tampon véronal.

CONSERVATION

Conserver entre +2°C et +8°C et à l'obscurité. Ne pas congeler.

PRÉSENTATION

Flacon de 20 ml

CODE

ANTIFIX 2500 réactions.

USAGE IN VITRO